

# 鼻腔拭子 樣本採集步驟




NORTH EAST  
MEDICAL SERVICES

東北醫療中心


a california health<sup>+</sup> center

**1** 將鼻腔拭子插入鼻腔1/2英寸至5/8英寸深處。使用一根手指輕壓鼻翼外部，同時將拭子緊貼鼻腔內部旋轉3秒鐘  
(請參考圖一)。




圖一

**2** 用同一支鼻腔拭子在另一邊的鼻腔重複同樣的步驟，在另一側的鼻翼外部輕壓  
(請參考圖二)。為避免樣本污染，請勿將鼻腔拭子接觸鼻腔內部以外的任何地方。



圖二

**3** 取出鼻腔拭子並將其放入裝有3毫升液體的樣本採集試管中。在指定的折斷線處將鼻腔拭子折斷，並將樣本採集試管蓋緊。



NEMS complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

**Spanish** ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (415) 391-9686 ext. 8160 (TTY: 1-800-735-2929).

**Chinese** 注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電(415) 391-9686 轉內線 8160 (TTY: 1-800-735-2929)。

**Vietnamese** CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (415) 391-9686 ext. 8160 (TTY: 1-800-735-2929).

# 鼻腔拭子 樣本採集步驟



**NORTH EAST  
MEDICAL SERVICES**

東北醫療中心

a california *health+* center

請掃描下面的二維碼，瀏覽鼻腔拭子樣本採集步驟的視頻。

英語 (English)



國語



粵語



NEMS complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

**Spanish** ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (415) 391-9686 ext. 8160 (TTY: 1-800-735-2929).

**Chinese** 注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (415) 391-9686 轉內線 8160 (TTY: 1-800-735-2929)。

**Vietnamese** CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (415) 391-9686 ext. 8160 (TTY: 1-800-735-2929).

NEMS - Rev. 08/2020